





LIEFERPROGRAMM RÖNTGEN



Stand: 1. Juli 2006


Version: 3/06

ADEFO-CHEMIE GmbH



Laserchemikalien


		Art.-No.	
Entwickler			
Adefo LID Entwickler Zur Anwendung im Fuji FL-IM 3543 Laser	für 2 x 6 Liter	☒	00129
Adefo LA Entwickler Einteiliger glutaraldehydfreier Entwickler für alle medizinischen Laserfilme	für 2 x 20 Liter	☒	50130
Adefo APS Entwickler Einteiliger glutaraldehydfreier Entwickler für das Imation APS-System	für 2 x 20 Liter	☒	00130
Adefo Laser D20 Entwickler Einteiliger Spezial Entwickler zur Anwendung im Fuji Laser SL-IMD für 4 x 7 Liter	für 4 x 7 Liter	☒	01129
Fixierer			
Adefo LIF Fixierer Zur Anwendung im Fuji FL-IM 3543 Laser	für 2 x 6 Liter	☒	00128
Adefo LIC Additiv In Verbindung mit LIF Fixierer und LID Entwickler	750 ml	☒	00159
Adefo LA Fixierer Einteiliger Spezial Fixierer für alle medizinischen Laserfilme und Imation APS-System	für 2 x 20 Liter	☒	00131
Adefo Laser F15 Fixierer Einteiliger Spezial Fixierer zur Anwendung im Fuji Laser SL-IMD für 4 x 7 Liter	für 4 x 7 Liter	☒	01128



Entwickler-Konzentrate

Spezialchemikalien für Rollenmaschinen


		Art.-No.	
Adeforoll Entwickler			
Für alle automatischen Entwicklungs- maschinen Niedriger Grundschleier bei breitem Temp.-Bereich	für 2 x 20 Liter	☺	00004
Adefovit 90 Entwickler			
Für alle automatischen Entwicklungsmaschinen Mittlerer Kontrast	für 2 x 20 Liter	☺	00002
Adefoflex 80 Entwickler			
Für alle automatischen Entwicklungsmaschinen Besonders kontrastreich arbeitender Entwickler mit höchster Maximalschwärzung und hoher Stabilität	für 2 x 20 Liter	☺	00005
Adefo-Mix-Entwickler			
Kontrastreich arbeitender Entwickler/Regenerator Automatenpackung für Du Pont™Cronex®-Mixer	für 1 x 40 Liter	☺	00152
Adefo-Mix-S-Entwickler			
Kontrastreich arbeitender Entwickler/ Regenerator Zur Anwendung im Agfa-Gevaert™- u. Kodak™ Mixer	für 2 x 20 Liter	☺	05152
	für 3 x 10 Liter	☺	60152
Adefo-Mix-SA-Entwickler			
Sehr kontrastreicher, stabiler und hochempfindlicher Entwickler, geeignet für AGFA-Mixer ohne Aufsätze	für 2 x 20 Liter	☺	50152



Entwickler-Konzentrate

Spezialchemikalien für Rollenmaschinen

		Art.-No.	
Adefo-Mix-SK-Entwickler			
Sehr kontrastreicher und hochempfindlicher Entwickler, insbesondere geeignet für Mammographie	für 2 x 20 Liter	☞	07152
Adefo-Mix-ST-Entwickler			
Sehr kontrastreicher, moderner und hochempfindlicher Entwickler	für 2 x 20 Liter	☞	00025
Adefo UV-Entwickler			
Vor allem zur Verwendung mit Sterling UV- und Laserfilmen	für 2 x 20 Liter	☞	03152
Adefo CA-Entwickler			
Zur Verarbeitung aller marktüblichen Röntgenfilme	für 2 x 20 Liter	☞	76152
Adefo Citrolin 2000			
Einteiliger, hydrochinon- und glutaraldehyd-freier Entwickler zur Reduzierung der Regenerieraten	für 2 x 20 Liter	☞	00023
Mediroll Entwickler			
Für alle automatischen Entwicklungsmaschinen und für alle handelsüblichen Röntgenfilme	für 1 x 20 Liter	☞	00003



Fixier-Konzentrate


Spezialchemikalien für Rollenmaschinen

			Art.-No.
Adefofix Fixierer für alle automatischen Entwicklungsmaschinen Zweiteiliges Konzentrat (inkl. Härtelösung X)	für 2 x 20 Liter	☒	00061
Adefofix RCY Low Rate-Fixierer zur Anwendung mit Fixier- Recyclinganlagen	für 2 x 20 Liter	☒	10153
Adefo FK 600 Spezial-Fixierer für kurze Fixierzeiten Zweiteiliges Konzentrat (inkl. Härtelösung X)	für 2 x 20 Liter	☒	00069
Adefo FK 120 Spezial Fixierkonzentrat für dickschichtige Filme und besonders kurze Fixierzeiten. Härtelösung X wird zusätzlich benötigt (Art.-No. 00101)	für 1 x 40 Liter	☒	00104
Adefo-Mix-Fixierer Zweiteiliges Konzentrat (inkl. Härter) Automatenpackung für Du Pont™Cronex®-Mixer	für 1 x 40 Liter	☒	00153
Adefo-Mix-S-Fixierer Zweiteiliges Konzentrat (inkl. Härter) Zur Anwendung im Agfa-Gevaert™- u. Kodak™-Mixer	für 2 x 20 Liter	☒	05153
Adefo-Mix-SA-Fixierer Zweiteiliges Konzentrat (inkl. Härter), geeignet für AGFA-Mixer ohne Aufsätze	für 2 x 25 Liter	☒	50153
Adefo-Mix-SA-II-Fixierer Zweiteiliges Konzentrat (inkl. Härter), geeignet für AGFA-Mixer ohne Aufsätze	für 2 x 20 Liter	☒	51153



Fixier-Konzentrate

Spezialchemikalien für Rollenmaschinen




		Art.-No.	
Adefo UV-Fixierer Vor allem zur Anwendung mit Sterling UV- und Laserfilmen	für 2 x 20 Liter	☒	03153
Adefo-Härtelösung X Für alle Adefo-Fixierer geeignet	1 Liter 2 Liter	☒	00101
		☒	00102



Trockenchemikalien

zur Anwendung mit Adefo-Mischgeräten

		Art.-No.
Entwickler		
Polvoroll-TC		
Entwickler zur Anwendung in allen automatischen Entwicklungsmaschinen	für 2 x 20 Liter für 1 x 40 Liter	CE 00113 CE 00008
Polvomix-TC		
Entwickler zur Anwendung in allen automatischen Entwicklungsmaschinen	für 2 x 20 Liter für 1 x 40 Liter	CE 00161 CE 05161
Polvoflex-TC		
Entwickler zur Anwendung in allen automatischen Entwicklungsmaschinen	für 2 x 20 Liter für 1 x 40 Liter	CE 10161 CE 15161
Citroline-TC		
Hydrochinonfreier einteiliger Entwickler zur Reduzierung der Regenerieraten	für 4 x 20 Liter	CE 00032
Fixierer		
Polvofix-TC		
Fixierer zur Anwendung in allen automatischen Entwicklungsmaschinen (inkl. Härter)	für 2 x 20 Liter	CE 00114



Spezialchemikalien

für Kleintank- und Tischmaschinen

		Art.-No.	
Entwickler/Fixierer			
Adefodur-Entwickler Dreiteiliges Entwicklerkonzentrat / hoher Kontrast	für 2 x 10 Liter	☺	00176
Adefodur-Fixierer Zweiteiliges Fixierkonzentrat (inkl. Härter) Ausgezeichnete Fixier- und Härteeigenschaften	für 2 x 10 Liter	☺	01176
Adeforoll-Entwickler Dreiteiliges Entwicklerkonzentrat Entwickler/Regenerator	für 6 x 4 Liter	☺	00006
Adefofix-Fixierer Zweiteiliges Fixierkonzentrat (inkl. Härter) Ausgezeichnete Fixier- und Härteeigenschaften	für 6 x 4 Liter	☺	00103
Adefo T-matic-Entwickler Dreiteiliges Entwicklerkonzentrat Kontrastreich arbeitender Entwickler/Regenerator mit hoher Maximalschwärzung	für 10 x 2,5 Liter	☺	00034
Adefo T-matic-Fixierer Zweiteiliges Fixierkonzentrat (inkl. Härter) Kurze Fixierzeiten und trockene, saubere Filmoberflächen	für 10 x 2,5 Liter	☺	00091
Adefo GV 60-Entwickler Zweiteiliges Entwicklerkonzentrat zur Anwendung in Kleintankmaschinen wie Gevamatic 60™ und Gurix 60™	für 12 x 2,5 Liter	☺	00222




Spezialchemikalien für Kleintank- und Tischmaschinen


		Art.-No.	
Entwickler/Fixierer			
Adefo GV 60-Fixierer Einteiliges Fixierkonzentrat optimale Fixiereigenschaften	für 18 x 2,5 Liter	☞	05222
Adefo Citroline 2000 Einteiliger, hydrochinon- und glutaraldehydfreier Entwickler für Kleintankmaschinen	für 10 x 2,5 Liter	☞	01034
Adefo RTU 60-Entwickler Einteiliger Entwickler gebrauchsfertig für Kleintankmaschinen, kein Ansetzen notwendig	5 x 2,5 Liter 2 x 5 Liter	☞ ☞	30222 31222
Adefo RTU 60-Fixierer Einteiliger Fixierer gebrauchsfertig für Kleintankmaschinen, kein Ansetzen notwendig	5 x 2,5 Liter 2 x 5 Liter	☞ ☞	35222 36222



Chemikalien für die Handentwicklung




		Art.-No.	
Konzentrate			
Röntgen-Entwickler-Konzentrat	1 Liter	☒	00009
	2 x 5 Liter	☒	00011
Adefo TD-Entwickler-Konzentrat	4 x 2 Liter	☒	00285
Entwickler-Ansatz:	1 Teil Konzentrat + 4 Teile Wasser (kein Starter notwendig)		
Regenerator-Ansatz:	1 Teil Konzentrat + 3 Teile Wasser		
oder	1 Teil Konzentrat + 2 Teile Wasser (verstärktes Regenerat)		
Röntgen-Fixier-Konzentrat	1 Liter	☒	00062
	2 x 5 Liter	☒	00064
Adefo TF-Fixier-Konzentrat	4 x 2 Liter	☒	00284
Rascher und einfacher Ansatz durch Verdünnen mit Wasser.			
Fixier-Ansatz: 1 Teil Konzentrat + 4 Teile Wasser			
Pulver			
Röntgen-Rapid-Entwickler	Konfektionierung:		
	für 9,0 Liter	☒	00018
	für 22,5 Liter	☒	00022
Röntgen-Rapid-Fixierer	Konfektionierung:		
	für 9,0 Liter	☒	00078
	für 22,5 Liter	☒	00082




Hilfsmittel

			Art.-No.
Adefo-Starter			
Für alle Adefo-Entwickler geeignet	1 Liter		00001
Antalgin			
Gegen Algenwuchs im Wassertank	1 Liter		00118
(auch für autom. Dosiergeräte einsetzbar)	5 Liter		05118
Algozid			
Gegen Algenwuchs in Spülwässerungen und Wassertanks	1 Liter		52404
Anti-Algenchip			
Für das Wasserbad der Entwicklungsmaschine, verhindert Algenbildung	4er Pack		07147
	10er Pack		08147
Adefin			
Silberfleckenentferner dient zur Reinigung von Textilien	12 x 0,25 Liter		00115
	1 Liter		00116
Develoclean-Additiv			
Zusatz gegen Verschmutzungen im Entwickler	1 Liter		01159
Dosierung: (siehe Gebrausanleitung)			
RFA-Fixier-Additiv			
Zur Anwendung mit Adefo-Recyclinganlagen	1 Liter		00245
Silber-Indikator-Papier (mit pH-Anzeige)	100 Prüfstreifen		00148
Adefo-Tankspindel			
Mit Spezialthermometer zum Prüfen der Badtemperatur und der Konzentrationen	1 Stück		00145
Rührflügel			
Zum Mischen der Chemikalien (grau oder rot)	1 Stück		00146




Hilfsmittel

		Art.-No.
Thio-Prüfer Dient zur Restthiosulfatbestimmung für die Filmarchivierung	0,1 Liter	00151
Niveau-Kontrollgerät Für Auffangbehälter von Altchemikalien (mit akustischer Anzeige)	1 Stück	07142
Reinigungsfolien mit Spezialbeschichtung entfernt den Schmutz von den Rollen		
23 x 40 cm	50-Blatt-Packung	07150
35 x 43 cm	50-Blatt-Packung	08150




Tankreiniger

		Art.-No.
Universal-Tankreiniger (Pulver) Reinigungslösung für Entwickler- und Wassertank. Entfernt Entwickler- und Emulsionsreste, Silberablagerungen, Kalkrückstände und Algen	1 Packung für 2 x 5 Liter 1 Packung für 15 Liter	06109 00109
Neutralisator (Pulver) Neutralisiert die Reste des Tankreinigers	1 Packung für 3 x 10 Liter	00111
Wassertank-Reiniger (Pulver) Entfernt Algen und alle Ablagerungen im Wassertank	1 Packung für 10 Liter	00107
Adefoclean III Entwicklungsreiniger Zweiteiliges flüssiges Konzentrat Entfernt Entwickler- und Emulsionsreste und Silberablagerungen	1 Packung für 2 x 10 Liter	03175



Geräte

	Art.-No.
Unimix-40S vollautomatisches Mischgerät (2 x 40 Liter) für Trockenchemikalien und Konzentrate	00144
<i>Rollwagen für UNIMIX-40 S</i>	02144
Promix-A40 vollautomatisches Mischgerät (2 x 40 Liter) für Trockenchemikalien und Konzentrate	50144
Mix-40 halbautomatisches Mischgerät (2 x 40 Liter)	20144
Mix-20 halbautomatisches Mischgerät (2 x 20 Liter)	10144
Fixierbad-Recyclinganlage - Fröbematic 1000RA – (Grafik + Röntgen)	07143
Fixierbad-Recyclinganlage Silver King (Grafik + Röntgen) Montagekosten	05143
Antalgin-Dosiergerät - Zeitintervall und Dosiermenge einstellbar -	06142
Pump-Fix - Stabpumpe aus Kunststoff für alle Entwickler- und Fixierbäder geeignet	01144



Röntgen Produkte

Noch ein paar Hinweise:

**Die mit CE-gekennzeichneten
Produkte unterliegen dem
Medizinproduktegesetz.**

Irrtümer vorbehalten.



ADEFO-CHEMIE GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 24-26
D-63128 Dietzenbach

Telefon: 06074 84239-0
Telefax: 06074 84239-63

E-Mail: service@adefo-chemie.de
Internet: www.adefo-chemie.de