





LIEFERPROGRAMM DENTAL



Stand: 1. Juni 2005
Version: 5/06

ADEFO-CHEMIE GmbH



Röntgen-Chemikalien Sets

für alle Filmfabrikate und Rollen-Entwicklungsmaschinen

wie z.B.: Philips Rollomat 810/820®
DÜRR AC 245, XR 24, XR24II, XR25, XR24 Pro, XR 24 Nova®
Velopex DE 260® (4 Lit.), Gendex: Clarimat GX 300® (4 Lit.)

Art.-No.



DUROMAT ECONOMY Entwickler (Teil A + B) und Fixierer (Teil A + B)

Duromat Economy Röntgen-Set

Kombinationspackung (2 Ansätze)

Entwicklerkonzentrat	für 2 x 5 Liter	CE	00042
Fixierkonzentrat	für 2 x 5 Liter ab 4 Packungen		á

Duromat Entwickler

Sammelpackung (4 Ansätze)

Entwicklerkonzentrat	für 4 x 5 Liter ab 4 Packungen	CE	04042
			á

Duromat Fixierer

Sammelpackung (4 Ansätze)

Fixierkonzentrat	für 4 x 5 Liter ab 4 Packungen	CE	07042
			á



DUROMAT^{one} Das einteilige Röntgen-Set

Kombinationspackung (2 Ansätze)

Entwicklerkonzentrat	für 2 x 5 Liter	CE	05042
Fixierkonzentrat	für 2 x 5 Liter ab 4 Packungen		á

Kombinationspackung (1 Ansatz)

Entwicklerkonzentrat	für 1 x 5 Liter	CE	25042
Fixierkonzentrat	für 1 x 5 Liter		



DENTAL READY-TO-USE

Kombinationspackung

RTU-Entwicklerlösung 2 Flaschen x 2 Liter

RTU-Fixierlösung 2 Flaschen x 2 Liter





CE 00024

Kombinationspackung

RTU-Entwicklerlösung 1 Kanister x 5 Liter

RTU-Fixierlösung 1 Kanister x 5 Liter

CE 01024

		Art.-No.		
	UNIMAT für Entwicklungsmaschinen Dürr Perimat® Perimat Plus®, XR 04® und Intra X® Kombinationspackung (4 Ansätze)	Entwicklerkonzentrat 4 x 0,5 Liter Fixierkonzentrat 4 x 0,5 Liter ab 4 Packungen	CE 00224 á	
	Sammelpackung (je 4 Ansätze)	Entwicklerkonzentrat 4 x 0,5 Liter Fixierkonzentrat 4 x 0,5 Liter	CE 04224 CE 07224	
		PROCOMAT für Entwicklungsmaschine Procomat® Kombinationspackung (4 Ansätze)	Entwicklerkonzentrat 4 x 0,5 Liter Fixierkonzentrat 4 x 0,5 Liter ab 4 Packungen	CE 00039 á
		Sammelpackung (je 4 Ansätze)	Entwicklerkonzentrat 4 x 0,5 Liter Fixierkonzentrat 4 x 0,5 Liter	CE 04039 CE 07039
		CLARIMAT-UNIVERSAL für Entwicklungsmaschinen Clarimat-Universal®, Standard®, Dry-O-Mat® und Girardelli X-3 / X-3D® Kombinationspackung (4 Ansätze)	Entwicklerkonzentrat 4 x 0,5 Liter Fixierkonzentrat 4 x 0,5 Liter ab 4 Packungen	CE 00036 á
		Sammelpackung (je 4 Ansätze)	Entwicklerkonzentrat 4 x 0,5 Liter Fixierkonzentrat 4 x 0,5 Liter	CE 04036 CE 07036
		CLARIMAT-SUPER für Clarimat-Super S II, S III® und Girardelli X-20 / X-24® Kombinationspackung (2 Ansätze)	Entwicklerkonzentrat für 2 x 4,5 Liter Fixierkonzentrat für 2 x 4,5 Liter Entwickler-Regenerator für 2 x 0,75 Liter	CE 00174



Röntgen-Chemikalien

für Handtankanlagen

Art.-No.



DENTAL-Kombinationspackung

1 Liter Entwicklerkonzentrat für 5 Liter
1 Liter Fixierkonzentrat für 5 Liter

CE 00045

Entwickler-Konzentrate

für alle Röntgenzahnfilme

1 Liter Entwicklerkonzentrat für 5 Liter
5 Liter Entwicklerkonzentrat für 25 Liter

CE 00047

CE 00048



Fixier-Konzentrate

für alle Röntgenzahnfilme

1 Liter Fixierkonzentrat für 5 Liter
5 Liter Fixierkonzentrat für 25 Liter

CE 00088

CE 00089

Röntgen-Pulver-Chemikalien

Entwickler-Pulver

für 2x 0,5 Liter
für 4,5 Liter
für 7,0 Liter
für 9,0 Liter

CE 00046

CE 00017

CE 07046

CE 00018



Fixier-Pulver

für 2x 0,5 Liter
für 4,5 Liter
für 7,0 Liter
für 9,0 Liter

CE 00086

CE 00077

CE 07087

CE 00078

Tankreiniger

für Entwicklungsmaschinen und Handtankanlagen



Universal-Tankreiniger

Reinigungslösung für Entwickler- und Wassertank
Entfernt Entwickler- und Emulsionsreste,
Silberablagerungen, Kalkrückstände und Algen
Für 2 Maschinen-Reinigungen

1 Packung für 2 x 5 Liter

06109

Neutralisator

Neutralisiert die Reste des Tankreinigers

1 Packung für 3 x 10 Liter

00111

Adefoclean III

Tankreiniger für Entwicklertank
Zweiteiliges flüssiges Konzentrat
Entfernt Entwickler-, Emulsionsreste
und Silberablagerungen

1 Packung für 2 x 10 Liter

03175

Hilfsmittel



		Art.-No.
	Antalgin mit Dosieraufsatz Gegen Algenwuchs im Wassertank	1 Liter 5 Liter 00118 05118
	Adefin Silberfleckenentferner dient zur Reinigung von Textilien	12 x 0,25 Liter 1 Liter 00115 00116
	Algozid Gegen Algenwuchs in Spülwässerungen und Wassertanks	1 Liter 52404
	Silber-Indikator-Papier (mit pH-Anzeige) Zum Prüfen des Silbergehaltes in Fixierbädern	100 Prüfstreifen 00148
	Adefo-Tankspindel Mit Spezialthermometer zum Prüfen der Badtemperatur und der Konzentration	1 Stück 00145
	Antistatic-Poliertuch	1 Stück 00150
	Rührflügel Zum Mischen der Chemikalien (grau oder rot)	1 Stück 00146
	Chemikalien-Kanister Aus Polyäthylen, mit Verschluss 10 Liter, natur transparent 20 Liter, natur transparent	1 Stück 1 Stück 06145 07145
	Niveau-Kontrollgerät Für Auffangbehälter von Altchemikalien (mit akustischer Anzeige)	1 Stück 07142
	Thio-Prüfer Dient zur Restthiosulfatbestimmung für die Filmarchivierung	0,1 Liter 00151
	Reinigungsfolien mit Spezialbeschichtung entfernt den Schmutz von den Rollen	50-Blatt-Pack 23 x 40 cm 07150



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes or calculations.

DENTAL Produkte



Noch ein paar Hinweise:

**Die mit CE-gekennzeichneten
Produkte unterliegen dem
Medizinproduktegesetz.**

Irrtümer vorbehalten.



ADEFO-CHEMIE GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 24-26
D-63128 Dietzenbach

Telefon: +49 6074 84239-0
Telefax: +49 6074 84239-63

E-Mail: service@adefo-chemie.de
Internet: www.adefo-chemie.de

ADEFO-CHEMIE GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 24-26
63128 Dietzenbach

Telefon: 06074 84239-0
Telefax: 06074 84239-63

E-Mail: service@adefo-chemie.de
Internet: www.adefo-chemie.de